

Link do produktu: <https://norel-sklep.com/norel-anti-redness-mask-a-dla-cery-naczynkowej-w-placie-zestaw-na-14-zabiegow-pn189-p-917.html>

NOREL ANTI-REDNESS MASKA DLA CERY NACZYNKOWEJ W PŁACIE - ZESTAW NA 14 ZABIEGÓW PN189



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5902194144803
Kod producenta	PN189
Kod EAN	5902194144803
Producent	Norel

Opis produktu

NOREL ANTI REDNESS MASKA DLA CERY NACZYNKOWEJ W PŁACIE - ZESTAW NA 14 ZABIEGÓW (14 MASEK + KONCENTRAT 150ML)

Silnie łagodząca i wyciszająca rumień maska w płacie dla cer naczyniowych i z trądzikiem różowatym w fazie I i II. Maska na bazie sprasowanej włókniny celulozowej aktywowanej - **Koncentratem na naczynka**, natychmiastowo i odczuwalnie zmniejsza uczucie rozgrzania, „tkliwości” i podrażnienia cery. Opatentowany **glukozyd piperonalu w maksymalnym 2% stężeniu** zmniejsza aktywność receptorów zimna i ciepła TRPA1, TRPV1 wrażliwych na temperaturę, stres, pikantne potrawy, a **hydrolat z kocanki** stymuluje uwalnianie relaksacyjnej β endorfiny. **3% Pronalen Aesculus ekstrakt z kasztanowca standaryzowany na zawartość escyny**, uszczelnia i wzmacnia śródbłonek naczyń włosowatych, działa przeciwobrzękowo i ściągająco. Dodatek **atelokolagenu i potrójnego kwasu hialuronowego** zapewniają optymalne nawodnienie i wygładzenie skóry. Maska zmniejsza intensywność i rozległość przekrwienia skóry, dając wyraźny efekt jaśniejszej i „błedszej” cery. Dodatkowo koi nadreaktywną lub podrażnioną skórę, nawilża, daje przyjemne uczucie chłodu i relaksu.

Maska może być również stosowana po zabiegach mezoterapii mikroigłowej.

Składniki aktywne: 2% Redyless®, 3% Pronalen Aesculus, hydrolat z kocanki, atelokolagen, kwas hialuronowy, mocznik.

Sposób użycia: „pastylkę” maski zalać 10 ml Koncentratu, następnie wilgotną maskę delikatnie rozprostować i nałożyć na twarz. Pozostawić na skórze 15 minut. Nie zmywać.

Zestaw zawiera: Koncentrat, 14 szt. maski włókninowej, miarkę.