

Link do produktu: <https://norel-sklep.com/norel-maska-algowa-plastyczna-na-tradzik-rozowaty-250g-pn195-p-77.html>



NOREL MASKA ALGOWA PLASTYCZNA NA TRĄDZIK RÓŻOWATY 250G PN195

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5902194141482
Kod producenta	PN195
Kod EAN	5902194141482
Producent	Norel

Opis produktu

NOREL DR.WILSZ MASKA ALGOWA PLASTYCZNA NA TRĄDZIK RÓŻOWATY 250G PN195

Maska algowa dla cer **naczyniowych i z trądzikiem różowatym w fazie I i II**. Wzmacnia naczynka krwionośne, łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Zmniejsza widoczność teleangiektazji, redukuje rumień i obrzęki. Głęboko nawilża, uelastycznia, rozjaśnia i uspokaja nadreaktywną, naczyniową cerę. Pozostawia skórę niezwykle gładką, jedwabistą, ukojoną i wyraźnie jaśniejszą.

Składniki aktywne:

- **alginat z alg** - (zawiera alginiany, polisacharydy, proteiny, witaminy i związki mineralne) - o działaniu nawilżającym, regenerującym i kojącym. Redukuje podrażnienia i zaczerwienienia cery;
- **alga *Palmaria Palmata*** - (źródło łatwo przyswajalnego żelaza, aminokwasów, witamin głównie B6 i B12, minerałów), rozjaśnia cerę, chroni włókna kolagenu i elastyny, uelastycznia naczynka krwionośne;
- **ekstrakt z róży japońskiej** (źródło witamin A, z grupy B, C, PP, K, soli mineralnych, flawonoidów i garbników) - działa odmładzająco na naskórek, uelastycznia naczynka i ogranicza ich skłonność do „pęknięć”;
- **eskulinę** - wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. Działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i ściągająco.

Sposób użycia: na 4 miarki alginatu dodać 4 miarki zimnej wody. Wymieszać do uzyskania gładkiej masy. Nakładać na twarz, szyję i dekolt, na zwilżoną gazę lub bezpośrednio na skórę. Pozostawić na 15-20 minut.